



TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA ANALISIS FÍSICO-QUÍMICO

Instrucciones para recolectar la muestra:

1. La muestra puede recolectarse en botella de agua mineral bien enjuagada.
2. Abrir la canilla y dejar correr agua al menos unos 5 minutos.
3. Enjuague el envase a utilizar con la muestra a analizar, agitando varias veces con el envase tapado.
4. Llene el envase con la muestra a analizar. El llenado debe hacerse lentamente para evitar formación de burbujas de aire.
5. Remitir al laboratorio.

**ATENCIÓN: SE REQUIERE LA RECOLECCIÓN DE 500 ML DE AGUA.
NO UTILIZAR ENVASES DE VIDRIO**

ANTE CUALQUIER DUDA CONSÚLTENOS.

**LABORATORIO SCAGLIA
MONTE GRANDE**
Tel.: 4290.0510
labscaglia@gmail.com

**LABORATORIO CLINICA
MONTE GRANDE**
Tel.: 4367.6760
laboratorio@cpmgsa.com.ar

**LABORATORIO SCAGLIA
CANNING**
Tel.: 3751.6910
laboratorioscagliacanning@gmail.com